

## Om Linde Integrated Valve

En mer enkel og fleksibel løsning ved oksygenterapi.

## Vi har kombinert det enkle og det sikre

Mobil oksygenterapi har aldri vært enklere. LIV er en ny løsning for mobil oksygenterapi med integrert ventil, regulator og flow-velger, som gir et enkelt og brukervennlig produkt.

De nye lettvektflaskene er produsert av aluminium med et beskyttende lag av glassfiber.

LIV 3 liter gassflaske for CONOXIA veier 3,5 kg ekskl. gass og passer i HANDYPACK® og PACKBOX®.

## Produktet består av

- Kombinasjonsventil med integrert regulator, flow-velger og hurtigkopløsing med innstilt trykk.
- Ventilbeskyttelse
- 3 liters aluminiumsflaske med et beskyttende lag av glassfiber
- Sengeholder



## Tekniske data

### Gassflaske

Flaskestørrelse	3,0 liter
Nominelt innhold	600 liter
Materiale	Aluminiums flaske (hoop wrapped composite)
Diameter	ca. 116 mm
Høyde (uten ventil)	ca. 410 mm
Vekt (uten ventil og gass)	ca. 2,3 kg

### Ventil

Ventil	Combilite Maxiflow
Fylletrykk	20 000 kPa (200 bar)
Utgangstrykk	450 kPa (4,5 bar)
To bruker-uttak	En slangenippel (6 mm), En hurtigkobling NORDIC SS 8752430
Flow-innstillinger	0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liter/minutt
Ventil vekt inkl. ventilbeskyttelse	ca. 1,15 kg
Gjeldende standard	EN 738-3

### Ferdig produkt

Art. nr. 108006	
Integrert ventiler er medisinske produkter, klassifisert i samsvar med EU direktiv 93/42/EG.	
Lengde inkl. ventilbeskyttelse	ca. 544 mm
Vekt inkl. Conoxia	ca. 4,2 kg

## Generelt

Restgassventil, RPV (Residual Pressure Valve)  
Flow-begrenser, Maxflow  
Flasken har flat bunn

## Henvend deg til oss

Linde Gas Therapeutics har lang erfaring i å samarbeide med spesialister i utvikling av nye løsninger for å tilfredsstiller kundens forventninger.  
Medisinske gasser er legemidler og håndteres i samsvar med det regelverk som styrer dette området.  
Medisinsk utstyr tilfredsstiller de gjeldende europeiske krav og standarder.

I dag er vi et globalt gasselskap som tilbyr ekspertkompetanse innen bruk av medisinske gasser og utstyr.

Besøk: [www.linde-gastherapeutics.no](http://www.linde-gastherapeutics.no)

## Kontakt opplysninger

AGA AS  
Linde Gas Therapeutics  
Gjerdrumsvei 8  
0904 Oslo  
Telefon: 23177200

