

Sugebeholdere og kateterkogg.

Produktbeskrivelse.

Produktbeskrivelse

Linde Healthcare markedsfører to typer av beholdere for sekret.

Vårt flergangssystem består av beholder med lokk og innebygget overstrømningsventil. Finnes i to størrelser, 1 og 2 liter.

Engangssystemet for oppsamling av veske finnes også i to størrelser, 1 og 2 liter. Posen som enkelt plasseres i beholderen har en innebygget overstrømningsfunksjon. Denne finnes også med høyabsorberende poser.

Produktene er produsert i henhold til EN 150 10079-3.

En kateterkogg brukes for å oppbevare sugekateter. Kateterkoggene kan festes direkte i et slissefeste eller hektes på skinne i kombinasjon med en skinneklave.

Gjenvinning

Produktene skal gjenvinnes i henhold til lokale prosedyrer.



Sugbeholder flergangssystem

Varenummer	Varetekst
301577	Medicollect 0,5 liter
302522	Holder i metall for sugeflaske 0,5 liter



Varenummer	Varetekst
333856	Medicollect 1000 1 liter med slissefeste



Varenummer	Varetekst
333768	Medicollect 2000 2 liter med slissefeste

Sugbeholder engangssystem



Varenummer	Varetekst
337961	Medijar 1000 1 liter med slissefeste



Varenummer	Varetekst
337960	Medijar 2000 2 liter med slissefeste



Varenummer	Varetekst
337962	MediBag 1000 engangspose 1 liter

Varenummer	Varetekst
337964	MediBag 1000 SA engangspose 1 liter høyabsorberende



Varenummer	Varetekst
338251	MediBag 2000 engangspose 2 liter

Varenummer	Varetekst
337963	MediBag 2000 SA engangspose 2 liter høyabsorberende



Varenummer	Varetekst
314663	MediLid lokk til 337961 og 337960



Kateterkogg	
Varenummer	Varetekst
333863	Kateterkogg med slissefeste

Rengjøring av produkter ovenfor:
Lokk, beholdere og kateterkogg kan autoklaveres i en syklus på 20 minutter ved temperatur 121C.
Engangsposer destrueres i henhold til lokale prosedyrer.



Tilbehør til sugbeholdere og kateterkogg

Varenummer	Varetekst	For veggskinne IVA/MSS/UNI/EU
335820	Universalklave med slissefeste	30x10 & 25x10 mm



Varenummer	Varetekst
302563	Enkel slissefeste for vegg



Varenummer	Varetekst
302562	Trippel slissefeste for vegg



Varenummer	Varetekst
302549	Slangeholder for UNI/MSS- veggskinne

Varenummer	Varetekst
334026	Silikonslange 6/12 - 25 meter
333861	Silikonslange 6/12 - 10 meter
333860	Silikonslange 6/12 - 5 meter

Varenummer	Varetekst
325075	Bakteriefilter til MediCollect 10 stk

Rengjøring av produkter ovenfor:

Tørkes med en lofri klut med desinfeksjonsmiddel.

Silikonslanger og bakteriefilter destrueres i henhold til lokale prosedyrer.

Kontakt oss Linde Healthcare jobber kontinuerlig for å utvikle produkter og tjenester tilpasset helsevesenet. Vi leverer legemiddelgasser, utstyr og utdanner i bruk og vedlikehold.

Våre medisinske gasser klassifiseres som legemidler – de produseres og distribueres i henhold Europeisk standard og norske lover og regler. Vi var først ute med markedsføringstillatelse for medisinsk oksygen i Norge (2006).

Vårt medisinsktekniske utstyr oppfyller Europeiske krav og standarder som gjelder for slikt utstyr.

Linde Healthcare er en del av The Linde Group som er representert i over 100 land. Den norske organisasjonen er juridisk underlagt AGA AS.

Mer informasjon om oss og våre produkter og tjenester finner du på www.linde-healthcare.no

Kundesenter For bestilling eller mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt vårt kundesenter:
Telefon 815 59 095
healthcare@no.aga.com